


veterinary technology for life

Eickemeyer®

www.eickemeyer.com

Téléphone +1 519 273 5558

Fournitures



BANDAGES EICKWRAP

Ces bandages de haute qualité ont une structure de surface autotexturée permettant aux couches de l'enveloppe de se lier ensemble pour une puissance de maintien maximale. Ils ne restreignent ni n'entravent la circulation sanguine et facilitent les mouvements naturels, tout en offrant un soutien. Les bandages EickWrap sont idéaux pour les pattes de chevaux, les sabots ou les pattes de chien et de chat.

- ▶ Bandage cohésif
- ▶ Se conforme à la forme de la zone où il est appliqué
- ▶ Auto-adhésif, mais il ne collera pas à la peau
- ▶ Permet à l'air de circuler sur la peau et autour du pansement
- ▶ Aide à garder le pansement en place
- ▶ Emballage individuel – couleurs assorties

5 cm/36 par boîte

4808031

7,5 cm/24 par boîte

4808032

10 cm/18 par boîte

4808033



4808031

4808032

4808033



BANDE DE CERCLAGE GENIA

- ▶ Bandages élastiques cohésifs au goût amer
- ▶ Auto-adhésif, sans coller à la peau ou aux cheveux
- ▶ Facile à couper, pas de ciseaux nécessaires

▶ Dimensions : L 5 mm x l 4,5 m

▶ Paquet de 24

4809476

▶ Dimensions : L 7,5 mm x l 4,5 m

▶ Paquet de 12

4809477

▶ Dimensions : L 10 mm x l 4,5 m

▶ Paquet de 12

4809471



4809476

ATTELLES GOUTIÈRES

- ▶ Pour l'immobilisation temporaire des fractures
- ▶ Plastique solide et léger, vert
- ▶ Rembourrage en mousse confortable et non irritant
- ▶ Forme anatomique, entièrement perméable aux rayons X
- ▶ Extrémité de la gouttière à placer aux orteils
- ▶ Sac de 12

Dimensions (en cm) : L 20 x l 3

4808070

Dimensions (en cm) : L 30 x l 4

4808071

Dimensions (en cm) : L 40 x l 5

4808072



ATTELLES EN ROULEAU

Attelles en rouleau en aluminium avec mousse des deux côtés

- ▶ Facile à couper avec des ciseaux Mayo dentelés pour s'adapter au membre de l'animal
- ▶ Perméable aux rayons X
- ▶ Flexible, atraumatique, prend facilement la forme du membre nécessitant une immobilisation
- ▶ Offert en 3 largeurs
- ▶ Livré en emballage de quatre

Dimensions (en cm) : L 4,5 x l 25

4804961

Dimensions (en cm) : L 5,5 x l 35

4804962

Dimensions (en cm) : L 9 x l 40

4804963



ATTELLES EN ALUMINIUM

Ces attelles légères en aluminium sont stratifiées avec de la mousse robuste et peuvent être coupées/formées pour immobiliser correctement la plupart des blessures aux os longs.

- ▶ Dimensions (en cm) : L 1,5 x l 50
- ▶ Paquet de 12

4804975

- ▶ Dimensions (en cm) : L 2,5 x l 50
- ▶ Paquet de 4

4804977

- ▶ Dimensions (en cm) : L 2 x l 50
- ▶ Paquet de 4

4804976

4804975

BANDAGE ABDOMINAL

- ▶ Doux et non abrasif sur la peau
- ▶ 100 % coton
- ▶ Lavable à 95 °C
- ▶ Bande Velcro ajustable pour assurer un ajustement parfait
- ▶ Coupe sur mesure avec 7 tailles différentes

Taille 1

- ▶ Convient aux chats
- ▶ Longueur : 32 cm

4802764

Taille 2

- ▶ Convient aux caniches
- ▶ Longueur : 38 cm

4802765

Taille 3

- ▶ Convient aux Setters
- ▶ Longueur : 47 cm

4802766

Taille 4

- ▶ Convient aux labradors
- ▶ Longueur : 51 cm

4802767

Taille 5

- ▶ Convient aux bergers allemands
- ▶ Longueur : 60 cm

4802768

Taille 6

- ▶ Convient aux grands danois
- ▶ Longueur : 67 cm
- ▶ Largeur : 25 cm

4802769

Taille 7

- ▶ Convient aux saint-bernard
- ▶ Longueur : 67 cm
- ▶ Largeur : 25 cm

4802770



4802769

ÉCOUVILLON SUGI

- ▶ Les matériaux absorbants Sugi sont particulièrement adaptés pour tamponner les zones où des précautions particulières doivent être prises (par exemple, les structures neurales et les tissus ophtalmiques)
- ▶ Les matériaux absorbants Sugi sont fabriqués à partir de matériau cellulosique
- ▶ Le matériau subit une dilatation douce/élastique immédiatement au contact de l'humidité
- ▶ La capacité d'absorption est d'environ 17 fois son propre poids
- ▶ Pointe de coin
- ▶ 7 mm
- ▶ Emballage de 200 (paquets de 10 – stérile)

4801417



MATELAS D'IMMOBILISATION SOUS VIDE

- ▶ Perméable aux rayons X, facile à nettoyer
- ▶ 15 % de microbilles en plus pour épouser parfaitement la forme de l'animal
- ▶ Le système de vide permet une immobilisation complète dans la position souhaitée
- ▶ Isolation thermique
- ▶ La valve de sécurité peut maintenir le vide jusqu'à 72 heures
- ▶ Attention : ne pas utiliser avec un bistouri électrique
- ▶ Fourni à l'unité avec une pompe

Petit

4804964

Moyen

4804965



GENIA COSYPAD®

Tapis maillé de deuxième génération réalisé dans un matériau utilisé comme anti-escarre, Cosypad® offre confort, hygiène et facilité de nettoyage. Il constitue une alternative de choix en caillebotis, sous-tapis et autres litières pour le bien-être des animaux. Grâce à sa structure aérée, les animaux restent toujours propres et secs. Cosypad® satisfait toutes les conditions alliant le confort de nos animaux et le gain de temps pour les professionnels.

- ▶ Réduit la pression exercée sur les muscles et les articulations pour un confort optimal et la prévention des escarres et des brûlures urinaires
- ▶ Hygiénique, les liquides sont évacués sous le tapis laissant l'animal au sec
- ▶ Matériau hypoallergénique, inodore, antibactérien
- ▶ Très résistant, imputrescible et isolant
- ▶ Une surface antidérapante
- ▶ Utilisations : en chenil, sur table, en phase de réveil postopératoire, pour le détartrage (évacuation rapide des liquides), comme tapis anti-fatigue (pour le chirurgien)
- ▶ Lavable uniquement à la machine à chargement frontal, à 40 °C



Taille 1

- ▶ L 13 x l 19,7 po

4809465

Taille 3

- ▶ L 21,7 x l 28 po

4809467

Taille 2

- ▶ L 15,4 x l 28 po

4809466

Taille 4

- ▶ L 23,6 x l 45,3 po

4809469

GENIA HANDY CANIS

Sangles de levage réglables et harnais à main lavable, pour parésie temporaire ou permanente légère à grave ou paralysie des pattes arrière. Aide l'animal à se déplacer, en particulier à monter les escaliers. Handy Canis pour pattes avant également offert.

Taille TP

- ▶ Dimensions A (en cm) : de 30 à 33
- ▶ Dimensions B (en cm) : de 7,5 à 17
- ▶ Race : yorkshire, chihuahua

4808526

Taille P

- ▶ Dimensions A (en cm) : de 33 à 36
- ▶ Dimensions B (en cm) : de 15 à 23
- ▶ Race : dachshund

4808527

Taille M

- ▶ Dimensions A (en cm) : de 36 à 50
- ▶ Dimensions B (en cm) : de 22 à 32
- ▶ Race : basset-hound

4808528

Taille L

- ▶ Dimensions A (en cm) : de 50 à 63
- ▶ Dimensions B (en cm) : de 31 à 36
- ▶ Race : golden retriever, berger allemand

4808529

Taille TG

- ▶ Dimensions A (en cm) : de 63 à 81
- ▶ Dimensions B (en cm) : de 37 à 53
- ▶ Race : saint-bernard, terre-neuve

4808530

Handy Canis pour les pattes avant

Taille P

4808522

Taille L


4808524

Taille M

4808523

Taille TG

4808525



Taille



Application



4808528

AGRAFEUSE CUTANÉE EICKSKIN

L'agrafeuse cutanée jetable EickSkin est une agrafeuse simple et abordable qui offre des performances constantes et fiables. Conçue pour tenir confortablement dans votre main, elle améliore le contrôle de la fermeture de la peau en réduisant le temps de chirurgie et en minimisant les infections et les cicatrices. De plus, les agrafes EickSkin peuvent être facilement retirées sans causer de douleur au patient.

- ▶ Paquet de 10
- ▶ Agrafes 35 x 7 mm
- ▶ Emballage individuel – stérile

4801161

Déagrafeuse d'agrafes cutanées

- ▶ Déagrafeuse d'agrafes chirurgicale dédiée

4803613



4801161

CHAMPS CHIRURGICAUX

- ▶ Champ uni de qualité chirurgicale
- ▶ Matériau en coton durable
- ▶ Lavable et autoclavable
- ▶ Couleur : vert

Dimensions (en cm) : L 40 x l 60

4801007

Dimensions (en cm) : L 70 x l 70

4801008

Dimensions (en cm) : L 73 x l 90

4801009



4801007

CHAMP CHIRURGICAL – FENESTRÉ

- ▶ Champ fenestré de qualité chirurgicale
- ▶ Matériau en coton durable
- ▶ Lavable et autoclavable
- ▶ Couleur : vert

▶ Fenestration : 15 cm

▶ Dimensions (en cm) : L 35 x l 60

4801010

▶ Fenestration : 20 cm

▶ Dimensions (en cm) : L 73 x l 70

4801011

▶ Fenestration : 35 cm

▶ Dimensions (en cm) : L 76 x l 90

4801012



4801010

EICKEMEYER® NÉCESSAIRE À PERFUSION

- ▶ 20 gouttes/ml
- ▶ Longueur : 1,5 m
- ▶ Connecteur en Y et filtre
- ▶ Comprend un connecteur Luer-Lock
- ▶ Emballage individuel – stérile
- ▶ Boîte de 100
- ▶ Sans DEHP et sans latex

4802107



EICKEMEYER® EXTENSION POUR NÉCESSAIRE À PERFUSION

- ▶ Longueur : 1,5 m
- ▶ Emballage individuel – stérile
- ▶ Paquet de 50
- ▶ Vendus séparément

4804401



MASQUES D'ANESTHÉSIE POUR CHATS ET CHIENS

- ▶ Plastique solide et transparent
- ▶ Taille 3–6 incl. sangle de fixation

Taille 1

- ▶ Ø ouverture : 22 mm
- ▶ Hauteur : 24 mm
- ▶ Ø extérieur : 44 mm

4802594

Taille 2

- ▶ Ø ouverture : 30 mm
- ▶ Hauteur : 29 mm
- ▶ Ø extérieur : 57 mm

4802595



4802594



4802595

Taille 3

- ▶ Ø ouverture : 33 mm
- ▶ Hauteur : 35 mm
- ▶ Ø extérieur : 60 mm

4802596

Taille 4

- ▶ Ø ouverture : 30 mm
- ▶ Hauteur : 73 mm
- ▶ Ø extérieur : 87 mm

4802597



4802596



4802597

Taille 5

- ▶ Ø ouverture : 42 mm
- ▶ Hauteur : 97 mm
- ▶ Ø extérieur : 110 mm

4802598

Taille 6

- ▶ Ø ouverture : 54 mm
- ▶ Hauteur : 121 mm
- ▶ Ø extérieur : 130 mm

4802599



4802598



4802599

Ensemble complet (toutes les 6 tailles)

4802593

SACS DE RÉINSPIRATION

- ▶ Caoutchouc noir antistatique
- ▶ Comprend : Crochet de suspension

0,5 litre

4800227

2,0 litres

4800231

0,75 litre

4800228

3,0 litres

4800232

1,0 litre

4800229

4,0 litres

4800233

1,5 litre

4800230

5,0 litres

4800234



4800227



4800231

TUBES ENDOTRACHÉAUX EN PVC

- ▶ Valve pour raccords Luer et Luer lock
- ▶ Extrémité aplatie et atraumatique, manchon gonflable
- ▶ Comprend un connecteur
- ▶ Manchon

- ▶ Ø intérieur : 2,5 mm
- ▶ Ø extérieur : 4 mm
- ▶ Longueur : 140 mm

4808343

- ▶ Ø intérieur : 5,5 mm
- ▶ Ø extérieur : 7,3 mm
- ▶ Longueur : 270 mm

4804942

- ▶ Ø intérieur : 8,5 mm
- ▶ Ø extérieur : 11,3 mm
- ▶ Longueur : 330 mm

4804948

- ▶ Ø intérieur : 3 mm
- ▶ Ø extérieur : 4,2 mm
- ▶ Longueur : 160 mm

4808344

- ▶ Ø intérieur : 6 mm
- ▶ Ø extérieur : 8 mm
- ▶ Longueur : 280 mm

4804943

- ▶ Ø intérieur : 9 mm
- ▶ Ø extérieur : 12 mm
- ▶ Longueur : 340 mm

4804949

- ▶ Ø intérieur : 3,5 mm
- ▶ Ø extérieur : 4,8 mm
- ▶ Longueur : 180 mm

4808345

- ▶ Ø intérieur : 6,5 mm
- ▶ Ø extérieur : 8,7 mm
- ▶ Longueur : 290 mm

4804944

- ▶ Ø intérieur : 9,5 mm
- ▶ Ø extérieur : 12,7 mm
- ▶ Longueur : 350 mm

4804950

- ▶ Ø intérieur : 4 mm
- ▶ Ø extérieur : 6 mm
- ▶ Longueur : 200 mm

4808116

- ▶ Ø intérieur : 7 mm
- ▶ Ø extérieur : 9,3 mm
- ▶ Longueur : 300 mm

4804945

- ▶ Ø intérieur : 10 mm
- ▶ Ø extérieur : 13,6 mm
- ▶ Longueur : 360 mm

4804951

- ▶ Ø intérieur : 4,5 mm
- ▶ Ø extérieur : 6,2 mm
- ▶ Longueur : 220 mm

4808117

- ▶ Ø intérieur : 7,5 mm
- ▶ Ø extérieur : 10 mm
- ▶ Longueur : 310 mm


4804946

- ▶ Ø intérieur : 5 mm
- ▶ Ø extérieur : 6,9 mm
- ▶ Longueur : 240 mm

4804941

- ▶ Ø intérieur : 8 mm
- ▶ Ø extérieur : 10,9 mm
- ▶ Longueur : 320 mm

4804947



4808343

MARQUAGE DES INSTRUMENTS ENSEMBLE DE BANDES

- ▶ Pour le codage couleur de tous les types d'instruments
- ▶ Autoclavable
- ▶ Dimensions : L 6 m x l 6,2 mm
- ▶ 8 bandes de marquage différentes

4801006



SACS DE SABLE

- ▶ Aide à la position pour les patients nécessitant des radiographies ou une intervention chirurgicale
- ▶ Couverture en vinyle rouge et durable
- ▶ Malléable
- ▶ Facile à nettoyer et à désinfecter
- ▶ * Remarque : Pas sécuritaire pour les machines à laver

Petit

- ▶ Poids : 1,2 kg
- ▶ Dimensions (en cm) :
L 25 x l 15

4801663

Large

- ▶ Poids : 3,5 kg
- ▶ Dimensions (en cm) :
L 30 x l 24

4801665



4801663

4801664

4801665

Moyen

- ▶ Poids : 2 kg
- ▶ Dimensions (en cm) :
L 27 x l 18

4801664

TOURNIQUETS

- ▶ Dispositif de verrouillage en métal
- ▶ Libération rapide

4800131

- ▶ Dispositif de verrouillage en plastique
- ▶ Libération rapide

4809888



4800131



4809888

COUPE-GRIFFES POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE

Coupe-griffes pour animaux de compagnie

- ▶ Large
- ▶ Serré par ressort

4808333



4808333

Ciseaux pour animaux de compagnie

4808334



4808334

COLLIERS BITENOT

Taille 00

- ▶ Chats (< 4,5 kg)
- ▶ Dimensions (en mm) :
L 360 x h 64

4801305

Taille 0

- ▶ Chats (> 4,5 kg)
- ▶ Dimensions (en mm) :
L 380 x h 76

4801306

Taille 1

- ▶ Yorkshire Terrier (> 4,5 kg)
- ▶ Dimensions (en mm) :
L 406 x h 89

4801307

Taille 2

- ▶ Caniches (de 4,5 à 6,8 kg)
- ▶ Dimensions (en mm) :
L 457 x h 102

4801308

Taille 3

- ▶ Épagneul cocker (de 8 à 15 kg)
- ▶ Dimensions (en mm) :
L 534 x h 127

4801309

Taille 3 1/2

- ▶ Épagneul (de 12 à 18 kg)
- ▶ Dimensions (en mm) :
L 610 x h 127

4801313

Taille 4

- ▶ Labrador (de 16 à 32 kg)
- ▶ Dimensions (en mm) :
L 686 x h 152

4801310

Taille 5

- ▶ Rottweiler (de 32 à 45 kg)
- ▶ Dimensions (en mm) :
L 712 x h 178

4801311

Taille 6

- ▶ Saint-bernard (de 46 à 63 kg)
- ▶ Dimensions (en mm) :
L 813 x h 203

4801312



Application



4801307

THERMOMÈTRE GENIA DIGIFLASH

Le thermomètre Genia Digiflash à usage rectal convient aux animaux domestiques, chevaux, bovins, moutons, porcs et autres animaux d'élevage. Fournit une lecture dans les 5 secondes. Cet appareil facile à utiliser est étanche et possède une pointe flexible. Livré avec pile supplémentaire.

- ▶ Pointe flexible
- ▶ Mesure de la température en 5 secondes
- ▶ Plage de température : de 32 à 42 °C/de 90 à 108 °F
- ▶ Précision : 0,1 °C/0,18 °F
- ▶ Alarme indiquant la fin de la lecture
- ▶ Affichage du symbole de pile faible
- ▶ Mise hors tension automatique
- ▶ Étanche, résistant aux chocs
- ▶ Longueur de la pointe : 75 mm
- ▶ Longueur totale : 155 mm


4808531



DISTRIBUTEUR DE PILULES GENIA

- ▶ Distributeur de pilules en PVC avec embout flexible
- ▶ Pointe souple atraumatique
- ▶ Peut être utilisé d'une seule main
- ▶ Ajouter de l'eau si nécessaire
- ▶ 12 unités dans une boîte distributrice

4809472



GOBELETS POUR BROYAGE DE COMPRIMÉ GENIA

- ▶ Gobelet en plastique pour couper, broyer et conserver les comprimés
- ▶ Ø 40 mm
- ▶ Hauteur : 64 mm

4809473



GENIA K-STAR®

- ▶ Dispositif anti-pincement pour tubulure de perfusion
- ▶ Empêche le pincement de la tubulure de perfusion
- ▶ Aide à sécuriser le cathéter
- ▶ Facile à utiliser
- ▶ Mise en place rapide
- ▶ Dimensions (en cm) : L 3 x l 3
- ▶ Paquet de 50

4809060



Application



Application

COLLIERS GENIA NEOCOL

- ▶ Colliers en polypropylène transparent incolore avec système de fixation rapide et bord extérieur en néoprène réfléchissant absorbant les chocs
- ▶ Système de stockage facile
- ▶ 12 colliers par paquet

7,5 cm
4808040

20 cm
4808044

10 cm
4808041

25 cm
4808045


12,5 cm
4808042

30 cm
4808046

15 cm
4808043

Ensemble de collier Neocol

- ▶ 2 de chaque taille
4808047



4808047

COLLIERS GENIA FUNCOL

- ▶ Ces colliers brillants donnent aux propriétaires le sentiment de faire quelque chose de spécial pour leurs animaux de compagnie
- ▶ Collier de haute qualité avec des empreintes de pattes colorées
- ▶ Facile à mettre sur les animaux avec système de fixation rapide
- ▶ Système de stockage facile
- ▶ 12 colliers par paquet

7,5 cm, rose

4808053

10 cm, violet

4808054

12,5 cm, orange

4808055

15 cm, vert

4808056

20 cm, jaune

4808057

25 cm, rouge

4808058

30 cm, bleu

4808059

Ensemble de collier Funcol

- ▶ 2 de chaque taille

4808060



4808060

COLLIERS GENIA GRENCOL

- ▶ Colliers électroniques en polypropylène transparent incolore avec système de fixation rapide
- ▶ Le bord extérieur ondulé évite les chocs frontaux brusques
- ▶ Système de stockage facile
- ▶ Fabriqué à 80 % de matière recyclée !
- ▶ 12 colliers par paquet

7,5 cm

4808512

10 cm

4808513

12,5 cm

4808514

15 cm

4808515

20 cm

4808516

25 cm

4808517

30 cm

4808518

35 cm

4808520

40 cm

4808521

Ensemble de collier Grencol

- ▶ 2 de chaque taille (sauf collier 35/40 cm)

4808519



4808519

SOLUTÉ SUPPORT D'ÉGOUTTEMENT ET ACCESSOIRES

Soluté Support d'égouttement

- ▶ Finition chromée
- ▶ Piètement 5 branches
- ▶ 4 crochets à griffes
- ▶ 5 roulettes pivotantes
- ▶ 2 roulettes verrouillables
- ▶ Hauteur réglable : de 120 à 210 cm

4800987

Étagère de rangement

- ▶ Pour support d'égouttement de soluté (4800987)
- ▶ Pour des diamètres de tube jusqu'à 19 mm
- ▶ Dimensions (en cm) : L 20 x l 15

4808822



4800987



4808822

TROUSSE DE STÉRILISATION CANINE

L'ovariohystérectomie est l'une des procédures les plus courantes pratiquées dans les cliniques vétérinaires. Cette procédure aide à prévenir les tumeurs mammaires, les pyométrites et les grossesses non désirées. Cette trousse fournit tout le matériel nécessaire aux vétérinaires pour effectuer une stérilisation de chienne.


* Tous ces instruments peuvent être achetés séparément.

* Large gamme d'instruments chirurgicaux offerts.

L'ensemble complet est composé de :

- ▶ Manche de bistouri chirurgical n °3, tailles de lame de 10 à 15, L 125 mm
- ▶ Porte-aiguille OLSEN-HEGAR (TC), EICKEMEYER® garantie à vie, carbure de tungstène, L 140 mm
- ▶ Ciseaux NELSON-METZENBAUM, courbés, L 145 mm
- ▶ Ciseaux MAYO, courbés, L 170 mm
- ▶ Pince à panser, pointe standard, Longueur 160 mm
- ▶ Pince à tissus ADSON-BROWN, délicate, 9 x 9 dents, L 120 mm
- ▶ 2x Pincettes à artère DEBAKEY-MOSQUITO, courbées, L 120 mm
- ▶ 2x Pincettes à artère KELLY – de base, courbée, L 140 mm
- ▶ Pince à artère ROCHESTER-CARMALT – de base, droite, L 160 mm
- ▶ Pince à artère ROCHESTER-CARMALT – de base, courbée, L 160 mm
- ▶ 2x Pincettes à tissus ALLIS, 5 x 6 dents, L 150 mm
- ▶ 4x Pincettes porte-serviettes BACKHAUS, L 110 mm
- ▶ Crochet de pulvérisation, pointe bouton Ø : 3,0 mm, L 160 mm
- ▶ Boîte à instruments haut de gamme, en aluminium, fond et couvercle perforés, avec fermetures latérales, non autoclavable, dimensions (cm) : L 30 x l 14 x h 7

4800193



TONDEUSE À CHATAESCULAP ISIS

La tondeuse sans fil AESCULAP Isis est idéale pour la préparation de petites zones (membres antérieurs, tête et cou) lors de prises de sang, de biopsie ou pour les zones difficiles d'accès.

- ▶ Silencieuse et faible vibration
- ▶ Conception ergonomique
- ▶ Largeur de coupe : 24 mm
- ▶ Longueur de coupe : 0,5 mm
- ▶ Pile lithium-ion : autonomie jusqu'à 120 min avec environ 90 minutes de temps de charge
- ▶ Indicateur de charge au moyen de la station de charge
- ▶ Poids : 120 g (avec pile et lame)
- ▶ Comprend : tondeuse, lame (4802265), (lame en carbone – ne peut pas être affûtée), station de charge, peigne de fixation (réglable sur 4 longueurs de coupe différentes, de 3 à 6 mm), brosse, huile AESCULAP, instructions

4802162



TONDEUSE À CHIEN AESCULAP VEGA

Tondeuse sans fil supérieure. Bruit et vibrations réduits, tout en offrant une tonte sans fil supérieure. Idéale pour les régions abdominales, antérieures et du cou.

- ▶ Largeur de coupe de la lame : 40 mm
- ▶ Longueur de coupe de la lame réglable : 0,5/1,5/2,5 mm
- ▶ Durée de la pile : jusqu'à 50 min/2 heures de temps de recharge
- ▶ Indicateur de charge
- ▶ Poids : 250 g
- ▶ Comprend : Lame de tondeuse Vega (4802266), station de charge

4802164



TABOURET CONCAVE ZWEEZI

- ▶ Siège rembourré en cuir synthétique
- ▶ Réglable en hauteur : de 55 à 85 cm
- ▶ Mécanisme de levage à gaz
- ▶ Diamètre de la base : 54 cm
- ▶ Piètement 5 branches avec roulettes pivotantes
- ▶ Couleur : conifère

4800594

